

Anticuerpo Policlonal Anti-Hormona Estimulante De La Tiroides (Tsh) Para Ihc-P, Elisa - P01215 / P01222

Número de artículo: CM0020564



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) humana, que reconoce tanto las subunidades alfa como beta. Validado para IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para la investigación endocrina y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; TSH-B; TSH-BETA; Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1081/7252
GeneID	1081/7252
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 25-116&21-138 de la Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH) humana (NP_000726.1/NP_000540.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01215/P01222
Peso Proteico	13KDa/15KDa
Envío	Bolsa de hielo