


Anticuerpo Policlonal Anti-Tia1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31483

Número de artículo: CM0014057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TIA1 humano (P31483). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta TIA1 de humano y ratón. Útil para investigación sobre splicing alternativo, gránulos de estrés y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WDM; ALS26; TIA-1; TIA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7072
GeneID	7072
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 287-386 de TIA1 humano (NP_071505.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31483
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo