


Anticuerpo Policlonal Anti-Tial1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01085

Número de artículo: CM0025971



Introducción

TIAL1 Rabbit pAb detecta la nucleolisina TIAR en humanos, ratones y ratas. Validado para western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Adecuado para investigación de empalme alternativo y gránulos de estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIAL1 Rabbit pAb
Notas/Alias	TCBP; TIAR; TIAL1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7073
ID del gen	7073
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 266-375 de la TIAL1 humana (NP_003243.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01085
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo