


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tifa Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q793I8

Número de artículo: CM0011976



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TIFA validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Detecta TIFA de ratón, una proteína adaptadora de 21 kDa en la señalización inmunitaria innata de NF- κ B. Ideal para investigación en infección e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] mAb de Conejo anti-TIFA
Observaciones/Alias	T2bp
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	92610
GeneID (Ratón)	211550
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-184 de TIFA de ratón (NP_001343359.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q793I8
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo