

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tifab (Validado Por Kd) Para Wb Y Elisa - Q6Znk6

Número de artículo: CM0005554

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido contra TIFAB humano, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para investigar la señalización de TRAF6 y la regulación de la vía NF-kappaB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de conejo anti-TIFAB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	497189
ID del Gen	497189
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 62-161 de TIFAB humano (NP_001092691.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6ZNK6
Peso Molecular de la Proteína	18KDa
Envío	Bolsa de hielo