

Anticuerpo Policlonal Anti-Tify11B Para Wb Y Elisa - Q9C9E3

Número de artículo: CM0023558

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIFY11B (JAZ6) de Arabidopsis thaliana, dirigido a un represor de la señalización del jasmonato. Validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigación en defensa vegetal y la vía del ácido jasmónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIFY11B Rabbit pAb
Observaciones/Alías	proteína 6 del dominio jasmonato-zim; T10D10.8; T10D10_8; PROTEÍNA 11B CON DOMINIO TIFY; TIFY11B
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID	843577
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 170-269 de TIFY11B de Arabidopsis thaliana (NP_565043.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9C9E3
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo