

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tigar Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq88

Número de artículo: CM0020157



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIGAR (regulador de la glucólisis y la apoptosis inducido por TP53). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Regula la glucólisis y la apoptosis; se usa en investigación sobre cáncer, estrés y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIGAR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FR2BP; C12orf5; TIGAR
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57103
ID del gen	57103
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 100-200 de TIGAR humano (NP_065108.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ88
Peso de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo