

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tigd1/Eeyore Para Wb Y Elisa - Q96Mw7

Número de artículo: CM0023003

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TIGD1 validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína TIGD1/Eeyore, una proteína de unión a ADN nuclear. Ideal para la investigación de proteínas derivadas de elementos transponibles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIGD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EEYORE; TIGD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	200765
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del TIGD1 humano (NP_663748.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96MW7
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo