


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Tigit Para Wb, Elisa - Q495A1

Número de artículo: CM0025123



Introducción

Validado para WB y ELISA, este anticuerpo policlonado de conejo anti-TIGIT reconoce el TIGIT humano y presenta reactividad cruzada con el ratón. Ideal para investigación de puntos de control inmunitarios y estudios de inmunorregulación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIGIT Rabbit pAb
Notas / Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	201633
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aa. 22-141 del TIGIT humano (NP_776160.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q495A1
Peso de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo