


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tigit Para Wb, Elisa - Q495A1

Número de artículo: CM0022571



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TIGIT humano (VSIG9, VSTM3), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con TIGIT de ratón. Ideal para investigación de puntos de control inmunitarios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIGIT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM; TIGIT
Especie	Humano
GeneID	201633 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 167-244 de TIGIT humano (NP_776160.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q495A1
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo