


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tim-1/Kim-1/Havcr - Q5Qns5

Número de artículo: CM0023656



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TIM-1/KIM-1/HAVCR de ratón, adecuado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humanos. Detecta una proteína de 33 kDa, ideal para investigación en lesión renal, tráfico de linfocitos T y eferocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIM-1/KIM-1/HAVCR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Especie	Ratón
ID del gen	171283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-237 de TIM-1/KIM-1/HAVCR de ratón (NP_599009.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q5QNS5
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo