


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tim-3/Havcr2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Tdq0

Número de artículo: CM0009934



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIM-3/HAVCR2 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación de puntos de control inmune y células T. 33 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-TIM-3/HAVCR2
Observaciones/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tím-3; TIMD-3; HAVcr-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84868
GeneID	84868
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TDQ0
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo