

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tim23 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O14925

Número de artículo: CM0008874

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado contra TIM23 (TIMM23) para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Uso en investigación en importación mitocondrial y mitofagia. 22kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TIM23
Observaciones/Alias	TIM23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	100287932
GeneID	100287932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 7-72 de TIMM23 humano (NP_006318.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14925
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo