

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tim44 Para Wb Y Elisa - O43615

Número de artículo: CM0003420



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIM44 humana, una subunidad de la translocasa de la membrana interna de importación mitocondrial. Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para la investigación de importación de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIM44 Rabbit mAb
Notas / Alias	TIM44
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10469
GeneID	10469
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-240 de TIM44 humana (NP_006342.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	O43615
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo