


Anticuerpo Policlonal Anti-Timm10 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62072

Número de artículo: CM0029581



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIMM10 humano (subunidad 10 de la translocasa de membrana interna para importación mitocondrial), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para estudios de importación de proteínas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM10 Rabbit pAb
Notas / Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	26519
ID del Gen	26519
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62072
Peso de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo