

Anticuerpo Policlonal Anti-Timm10B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5J6

Número de artículo: CM0028523



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TIMM10B (FXC1/Tim9b), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para el estudio de la importación de proteínas mitocondriales y la función del complejo TIM22.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM10B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FXC1; Tim9b; TIM10B; TIMM10B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26515
GeneID	26515
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-103 de TIMM10B humano (NP_036324.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5J6
Peso de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo