

Anticuerpo Policlonal Anti-Timm17A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99595

Número de artículo: CM0030573

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad Tim17-A de la translocasa de la membrana interna de importación mitocondrial. Validado para Western blot, IF/ICC y ELISA en muestras humanas y de ratón. Swiss-Prot: Q99595.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM17A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TIM17; TIM17A; TIMM17A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10440
ID de Gen	10440
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-171 del TIMM17A humano (NP_006326.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q99595
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo