

Anticuerpo Monoclonal Anti-Timm17B Para Wb - O60830

Número de artículo: CM0007723

Introducción

El mAb de conejo TIMM17B es un anticuerpo monoclonal dirigido contra TIMM17B humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de importación y translocación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo TIMM17B
Observaciones/alias	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Especie	Humano
GeneID (humano)	10245
GeneID	10245
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 60-160 de TIMM17B humano (NP_005825.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60830
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo