

Anticuerpo Policlonal Anti-Timm17B Para Wb, Elisa - 060830

Número de artículo: CM0024316

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo TIMM17B de alta calidad validado para WB y ELISA en humano y rata. Objetivo: subunidad Tim17-B de la translocasa de la membrana interna de importación mitocondrial, esencial para la translocación de proteínas a través de la membrana interna mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM17B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10245
GeneID	10245
Inmunógeno	Péptido sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 53-152 del TIMM17B humano (NP_005825.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O60830
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo