

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timm17B Para Wb, Elisa - O60830

Número de artículo: CM0028683

Introducción

pAb de conejo contra TIMM17B validado para WB y ELISA. Detecta TIMM17B humano y de ratón (18 kDa), una translocasa de la membrana interna mitocondrial. Ideal para estudios de importación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TIMM17B
Observaciones/Alias	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10245
GeneID	10245
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-172 de TIMM17B humano (NP_005825.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O60830
Peso de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo