

Anticuerpo Monoclonal Anti-Timm22 Para Wb Y Elisa - Q9Y584

Número de artículo: CM0004677



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIMM22 (Tim22), la subunidad del canal regulado por voltaje de la translocasa mitocondrial TIM22. Confirmado para WB y ELISA en humano, ratón y rata. Esencial para la importación de proteínas de membrana interna de múltiples pasos y para la investigación de enfermedades mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM22 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29928
GeneID	29928
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 20-120 del TIMM22 humano
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y584
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo