

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timm22 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Cq85

Número de artículo: CM0022298

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Timm22 validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con Timm22 de humano, ratón y rata, una subunidad de translocasa de la membrana interna mitocondrial esencial para la importación de proteínas transmembrana multipaso. Ideal para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Timm22 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Tim22; Timm22
Especie	Ratón
ID del gen	56322
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-121 de Timm22 de ratón (NP_062792.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9CQ85
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo