

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timm23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14925

Número de artículo: CM0029387

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TIMM23 (TIM23) humano, esencial para la importación de proteínas mitocondriales y la regulación de la mitofagia. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TIMM23
Observaciones/Alías	TIM23; TIMM23
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	100287932
ID del Gen	100287932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 7-72 de TIMM23 humano (NP_006318.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14925
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo