

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timm29 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Bgx2

Número de artículo: CM0020204

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Timm29 de ratón (SWISS Q8BGX2), adecuado para WB, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano. Para estudios de importación de proteínas mitocondriales y del complejo TIM22.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Timm29
Observaciones/Alias	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
Especie	Ratón
GenelD	69773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 157-266 de Timm29 de ratón (NP_848734.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8BGX2
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo