

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Timm50 Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

Número de artículo: CM0002009

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIMM50 (TIM50) humano, validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a la subunidad de la translocasa de importación mitocondrial de membrana interna, apto para investigación sobre función mitocondrial y epilepsia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-TIMM50 de conejo
Anotaciones/Alias	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
Especie	Humano
GeneID (Humano)	92609
GeneID	92609
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de TIMM50 humano (Q3ZCQ8).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q3ZCQ8
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo