

Anticuerpo Policlonal Anti-Timm8A Para Wb, If/Icc, Elisa - O60220

Número de artículo: CM0028699

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subunidad Tim8 A del translocasa de la membrana interna mitocondrial humana. Validado para Western Blot, IF/ICC y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Para investigación en transporte mitocondrial y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	TIMM8A Conejo pAb
Observaciones/Alias	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1678
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-97 de TIMM8A humano (NP_004076.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60220
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo