

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timm8B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5J9

Número de artículo: CM0024447

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIMM8B (subunidad Tim8 B de la translocasa de la membrana interna de importación mitocondrial) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de importación de proteínas mitocondriales y chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMM8B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DDP2; TIM8B; TIMM8B
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26521
ID de Gen	26521
Inmunógeno	Proteína Recombinante, proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-98 del TIMM8B humano (NP_036591.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5J9
Peso Proteico	9kDa
Envío	Bolsa de hielo