

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Timp2 Para Wb, Elisa - P16035

Número de artículo: CM0003630



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra TIMP2 humano (inhibidor de metaloproteinasa 2), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata y mono verde africano. Adecuado para la investigación de MMP.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-TIMP2                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | DDC8; CSC-21K; TIMP2                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID de gen (Humano)  | 7077                                                                                                                                |
| ID de gen           | 7077                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-220 de TIMP2 humano. (NP_003246.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad cruzada | Humano, ratón, rata, mono verde africano                                                                                            |
| SWISS               | P16035                                                                                                                              |
| Peso de la proteína | 24 kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |