

Anticuerpo Policlonal Anti-Timp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16035

Número de artículo: CM0013001



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIMP2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la inhibición de MMP, la remodelación tisular y la metástasis del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIMP2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7077
GeneID	7077
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de TIMP2 humano (NP_003237.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16035
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo