

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Timp3 Para Wb Y Elisa - P35625

Número de artículo: CM0013092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIMP3, validado para WB y ELISA. Detecta TIMP3 humano, de ratón y de rata (24 kDa). Ideal para la investigación de la matriz extracelular, el cáncer y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIMP3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7078
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 110-210 del TIMP3 humano (NP_000353.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35625
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo