

Anticuerpo Policlonal Anti-Timp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99727

Número de artículo: CM0026819

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIMP4 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de remodelación de la matriz extracelular, biología cardiovascular e inhibición de MMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIMP4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIMP-4; TIMP4
Especie	Humano
GeneID	7079
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-224 de TIMP4 humano (NP_003247.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99727
Peso molecular de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo