


Anticuerpo Policlonal Anti-Tin2/Tinf2 Para Wb, Elisa - Q9Bsi4

Número de artículo: CM0027415



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIN2/TINF2 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación del complejo shelterin y la biología de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIN2/TINF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26277
GeneID	26277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 202-451 del TIN2/TIN2/TINF2 humano (NP_001092744.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9BSI4
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo