

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tin2/Tinf2 Para Wb, Elisa - Q9Bsi4

Número de artículo: CM0005465



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-TIN2/TINF2 validado para WB, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata; se dirige al factor nuclear 2 que interactúa con TERF1, un componente del complejo shelterin que regula la longitud y protección de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TIN2/TINF2
Observaciones/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26277
GeneID	26277
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-309 de TIN2/TINF2 humano (Q9BSI4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BSI4
Peso Proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo