

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tiparp Para Wb, Elisa - Q7Z3E1

Número de artículo: CM0016889

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a TIPARP humano (PARP7), validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar la mono-ADP-ribosilación, la señalización de AHR y las modificaciones de proteínas nucleares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TIPARP
Observaciones/Alias	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	25976
ID del Gen	25976
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 441-657 de TIPARP humano (NP_056323.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z3E1
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo