

Anticuerpo Policlonal Anti-Tir1 De Conejo Para Wb Y Elisa - Q570C0

Número de artículo: CM0020153



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TIR1 de Arabidopsis, validado para Western blot y ELISA. Dirigido contra el receptor de auxinas, es adecuado para estudios de señalización de hormonas vegetales y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TIR1
Observaciones/Alias	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID	825473
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 495-594 de TIR1 de Arabidopsis thaliana (NP_567135.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q570C0
Peso de la proteína	67 kDa
Envío	Bolsa de hielo