

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tirap Para Wb, Ihc-P, Elisa - P58753

Número de artículo: CM0008618



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TIRAP de alta calidad para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce TIRAP de humano, ratón y rata. Explora su papel en la señalización por TLR y la respuesta inmune innata. Se suministra en formato líquido y se envía con bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIRAP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	114609
ID de gen	114609
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de TIRAP humano (P58753).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58753
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo