

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tirap Para Ihc-P, Elisa - P58753

Número de artículo: CM0022833



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra TIRAP (Mal) humano, validado para aplicaciones IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de inmunidad innata, señalización TLR2/4 y RAGE, y respuesta inflamatoria. SWISS: P58753.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TIRAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114609
GeneID	114609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-221 del TIRAP humano (NP_001034750.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P58753
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo