

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tirap Para Wb, If/Icc, Elisa - P58753

Número de artículo: CM0016161



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TIRAP humano (Mal/MyD88-2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de inmunidad innata y vías de señalización de TLR/IL-1R.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TIRAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114609
GeneID	114609
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-221 de TIRAP humano (NP_001034750.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P58753
Peso molecular de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo