


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Factor Tisular/Factor Iii De Coagulación (Cd142) Para Wb - P13726

Número de artículo: CM0006607



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el factor tisular humano (factor III de coagulación, CD142). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la hemostasia y la coagulación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo contra el factor III de coagulación/factor tisular                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | TF; TFA; CD142; factor III de coagulación/factor tisular                                                                                                               |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                                 |
| ID del gen (humano) | 2152                                                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-251 del factor III de coagulación/factor tisular humano. (NP_001984.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                               |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                                                 |
| SWISS               | P13726                                                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 33 kDa                                                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                         |