


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Titina (Ttn) Para If-P Y Elisa - Q8Wz42

Número de artículo: CM0020511



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la titina humana (TTN), adecuado para IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la estructura del sarcómero, la miocardiopatía y la distrofia muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-TTN
Observaciones/Alias	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7273
ID del gen	7273
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 5347-5604 de la TTN humana (NP_596870.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q8WZ42
Peso de la proteína	3816 kDa
Envío	Bolsa de hielo