


Anticuerpo Monoclonal Anti-Tkt/Transcetolasa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29401

Número de artículo: CM0005191



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra TKT/Transcetolasa humana (P29401), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para el estudio de la vía de las pentosas fosfato y la investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] TKT/Transcetolasa mAb de conejo
Observaciones/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	7086
ID del gen	7086
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 281-380 de TKT/Transcetolasa humana (NP_001055.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29401
Peso de la proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo