

Anticuerpo Policlonal Anti-Tle1 Para Wb Y Elisa - Q04724

Número de artículo: CM0014595



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TLE1 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la correpresión transcripcional en las vías de señalización Wnt y NF-κB. Suministrado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra TLE1
Observaciones/Sinónimos	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Especie	Humana
GeneID (humano)	7088
GeneID	7088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 256-355 de TLE1 humano (NP_005068.2).
Fuente	_Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q04724
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo