

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tle1 Para Wb Y Elisa - Q04724

Número de artículo: CM0029577



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TLE1 de alta calidad validado para aplicaciones de Western blot (WB) y ELISA, que reconoce específicamente la proteína potenciadora similar a transducina 1 humana. Herramienta esencial para investigar la represión transcripcional y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TLE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7088
ID del gen	7088
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 501-770 de la TLE1 humana (NP_005068.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q04724
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo