

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tle2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q04725

Número de artículo: CM0004880

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la proteína humana TLE2 (proteína potenciadora tipo transducina 2). Validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo TLE2
Observaciones/Alias	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
Especie	Humano
ID del gen	7089
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-138 de TLE2 humano (NP_003251.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04725
Peso proteico	80KDa
Envío	Bolsa de hielo