

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tle4 Para Wb, Elisa - Q04727

Número de artículo: CM0022869

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TLE4 de alta calidad validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Suministrado como anticuerpo policlonal de conejo, es adecuado para detectar la proteína TLE4 humana en estudios de represión transcripcional en la señalización Wnt y el desarrollo. - Q04727

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TLE4 Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Observaciones/Alias | ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 7091                                                                                                                                |
| GeneID              | 7091                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 173-243 del TLE4 humano (NP_001269677) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Rata                                                                                                                                |
| SWISS               | Q04727                                                                                                                              |
| Peso Proteico       | 84kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |