

Anticuerpo Policlonal Anti-Tlk1 Para Wb, Elisa - Q9UKi8

Número de artículo: CM0024079

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a TLK1 (PKU-beta), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con TLK1 humano, de ratón y de rata. TLK1 es una quinasa involucrada en el ensamblaje de la cromatina y la respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TLK1 Conejo pAb
Observaciones/Alías	PKU-beta; TLK1
Especie	Humano
GeneID	9874
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de TLK1 humano (NP_036422.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKI8
Peso Molecular de la Proteína	87kDa
Envío	Bolsa de hielo