

## Anticuerpo Policlonal Anti-Tlr1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15399

Número de artículo: CM0015943



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TLR1 humano, adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata y respuesta inflamatoria.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | TLR1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Notas/Alias         | TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5; TLR1                                                                                              |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| ID del Gen (Humano) | 7096                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-290 de TLR1 humano (NP_003254.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q15399                                                                                                                            |
| Peso Molecular      | 90kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |