

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tlr2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Número de artículo: CM0012094



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TLR2 de alta calidad validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA. Adecuado para muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TLR2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TIL4; CD282
Especie	Humano
GeneID	7097
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 290-390 del TLR2 humano (NP_003255.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60603
Peso proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo