

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tlr2 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Número de artículo: CM0002928



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo TLR2 de alta calidad (O60603) para aplicaciones de WB, IF/ICC, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para estudiar la inmunidad innata, la señalización de TLR2 y las vías de infección bacteriana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo TLR2
Observaciones/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Especie	Humano
ID del Gen	7097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-784 del TLR2 humano (NP_003255.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo