

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tlr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60603

Número de artículo: CM0028811



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TLR2 de alta calidad para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta TLR2 humano, de ratón y de rata (90 kDa). Ideal para investigación en inmunidad innata, infección e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TLR2
Observaciones/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Especie	Humano
GeneID (humano)	7097
GeneID	7097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 636-784 del TLR2 humano (NP_003255.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Envío	Bolsa de hielo